



ADAPTAT PENTRU FEMEI

www.iub-ballerine.ro



SUMARIZARE

-  FĂRĂ HORMONI
-  MATERIAL CU MEMORIA FORMEI DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE
-  FORMĂ SFERICĂ 3D, FĂRĂ MARGINI ASCUȚITE
-  Ø15 mm MIC ȘI FLEXIBIL
-  5 ani 5 ANI DE CONTRACEPȚIE EFICIENTĂ
-  ~50% ~50% DIN DIMENSIUNEA UNUI DIU TRADIȚIONAL ÎN FORMĂ DE „T,”
-  99,95% 99,95% CUPRU PUR
-  300 mm² 300 mm² SUPRAFAȚĂ DE CUPRU
-  3,2 mm 3,2mm, CEL MAI SUBȚIRE TUB DE INSERȚIE DISPONIBIL

84,8%¹
medici au raportat
UȘOR DE
INSERAT

80,7%¹
femei au raportat
DURERE
INEXISTENTĂ
PÂNĂ LA
MODERATĂ

81,4%¹
femei au
RECOMANDAT
PRIETENILOR

METODĂ
SIGURĂ
ȘI
EFICIENTĂ

NOUA GENERAȚIE DE DIU IUB™ BALLERINE® SE ADAPTEZĂ FIZIOLOGIC FORMEI UTERULUI

		Cu-T
MATERIAL	material de înaltă tehnologie cu memoria formei - nitinol ✓	cadru de plastic
DIMENSIUNE	Ø 15mm ✓	~ 30 mm x ~ 32 mm
FORMĂ	formă sferică 3D ✓	în formă de „T,”
PROFIL INSERȚIE	3,2 mm cel mai mic din piață ✓	> 4 mm
PERFORAȚII	1:1.667 inserții ² ✓	1:909 inserții ³
EFICIENȚĂ	> 99% ^{1,2} ✓	> 99% ⁴
EXPULZARE	~ 5% / an ^{1,2} ✓	~ 5% an ⁴
MALPOZIȚIE	imposibilă datorită formei sferice ✓	~ 16% ⁵

¹ Michal Yaron, Manuela Viviano, Cecile Guillot, Arnon Aharon & Ketty Shkolnik (2019) Real-world experience with the IUB Ballerine MIDI copper IUD: an observational study in the French-speaking region of Switzerland, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 24:4, 288-293, DOI: 10.1080/13625187.2019.1618447

² raportare continuă de vigilență pentru IUB™ Ballerine, OCON Medical Ltd.

³ Heinemann et al. Risk of Uterine Perforation with Levonorgestrel-Releasing and Copper Intrauterine Devices in the European, Active Surveillance Study on Intrauterine Devices. Contraception (2015), doi: 10.1016/j.contraception.2015.01.007.

⁴ Acun et al. Effects of age, parity, and device type on complications and discontinuation of intrauterine devices. Obstetrics & Gynecology (123;3) 2014, 585-592.

⁵ Three-dimensional ultrasound detection of abnormally located intrauterine contraceptive devices which are a source of pelvic pain and abnormal bleeding. Benacerraf B.R, et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 34: 110-115



IUB™
Ballerine®

ADAPTAT PENTRU FEMEI

www.iub-ballerine.ro



FĂRĂ HORMONI

Ballerine® este lipsit de hormoni. Aceasta reduce numărul potențialelor efecte adverse făcând Ballerine® unul dintre cele mai prietenoase forme de contracepție pentru organism.

CALITATE SUPERIOARĂ

Ballerine® conține cele mai fiabile materiale disponibile. Fiecare produs este de cea mai înaltă calitate, ceea ce îl face să fie sigur și eficient.

PROIECTAT CU GÂNDUL LA FEMEIE

Datorită formei speciale și a flexibilității materialului, Ballerine® se conformează ideal formei uterului minimizând riscul iritațiilor, oferind o experiență mult mai confortabilă femeilor.

EFICIENȚĂ PE TERMEN LUNG

Ballerine® este una dintre cele mai eficiente metode de control a sarcinii disponibile femeilor, cu peste 99%¹ eficiență. Este de asemenea eficient până la 5 ani, oferind femeilor liniște sufletească.


>70.000²
FEMEII
AU FOLOSIT
BALLERINE

21
ȚĂRI

>99%¹
EFICIENȚĂ
ȘI
SIGURANȚĂ

PROIECTAT
SPECIAL
PENTRU
TINE

Dux MD Pharma Solutions www.duxmd.ro



CUM FUNCȚIONEAZĂ IUB™ BALLERINE

- eliberează cantități mici de cupru pentru a **sigura în mod continuu controlul apariției unei sarcini**
- până la **5 ani**
- metoda de acțiune este **similară DIU standard pe bază de cupru**
- DIUe pe bază de cupru își ating principalul efect contraceptiv prin **interferența cu motilitatea spermei și a fertilizării ovocitului** și eventual prevenirea implantării.

CÂND ȘI UNDE TREBUIE INSERAT?

- în timpul **vizitei la cabinet** după o consultație individuală oferită de medicul curant
- după măsurarea uterului, IUB™ Ballerine® este inserat cu grijă printr-un tub subțire și **rămâne astfel în interiorul uterului** unde își găsește **poziția ideală**
- **Ballerine® devine activ imediat**

LA CE SĂ TE AȘTEPȚI DUPĂ INSERȚIE?

- după inserarea Ballerine® pot apărea menstruații mai abundente, mai lungi și pot să apară **sângerări între menstruații**
- majoritatea acestor efecte secundare **se reduc după 2-3 luni**

Pentru informații suplimentare vizitați www.iub-ballerine.ro