

# GAMA HIPERTONICĂ

## 1000 mOsm/Kg

TONIMER lab:  
**AEROSOL**



TONIMER lab:  
**GEL NAZAL**



- Gel nazal hipertonic ce conține:
  - **Laminaria Hyperborea**, ingredient activ de origine marină, cu proprietăți mucoadezive
  - **Acid hialuronic**, ce accelerează procesul de cicatrizare a rănilor și de regenerare a mucoasei nazale
  - **Pantenol**, cu rol de hidratare și susținere a regenerării mucoasei nazale
  - Alte ingrediente: **vitaminele E și F**
- Acțiune decongestionantă, hidratantă
- Rol calmant și protector

### INDICAȚII:

- Uscăciunea și inflamația mucoasei nazale → rinite alergice, sensibilitate la aer uscat / aer condiționat, postoperatoriu.

### Frecvența de utilizare:

**Adulți:** 1-2 pulverizări în fiecare nară x 4-5 ori pe zi, timp de până la 30 de zile

**Copii cu vârsta > 6 ani:** 1 pulverizare în fiecare nară x 2 ori pe zi, timp de până la 30 de zile

- Sigur pentru utilizare frecventă și pentru perioadă îndelungată.
- Ușor de utilizat: dispozitiv prevăzut cu pompiță.

Distribuitor:  
**Alliance Healthcare România S.R.L.**  
Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,  
Sector 6, București  
Telefon: (+4) 021-4077711

Producător:  
**Istituto Ganassini S. p. A.**  
di Ricerche Biochimiche  
Via P. Gaggia 16-20139 Milano-Italy  
www.ganassinicorporate.com  
istituto@ganassini.it

USCĂCIUNE NAZALĂ  
ȘI INFLAMAȚIE ?

# TONIMER lab:

*Dă TON-ul  
respirației sănătoase!*

- ✓ *Din prima zi de viață*
- ✓ *Nu irită mucoasa nazală*
- ✓ *Fără conservanți*

Acest material promoțional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. RO\_PTPr\_v2/08/2021

### Mecanism de acțiune:

#### Secreții nazale catarale abundente:

- Crește frecvența mișcărilor ciliare
- Rupe legăturile ionice ale mucusului, reducând vâscozitatea și elasticitatea lui
- Hidratează stratul fin de lichid de la suprafața căilor respiratorii

#### Inflamație:

- Determină reabsorbția apei din submucoasă, favorizând astfel reducerea edemului

### INDICAȚII:

- Boli ale tractului respirator inferior
  - Fibroză chistică
  - Bronșiolite

- Pentru nou-născuți, copii și adulți.

#### Frecvența de utilizare:

1-2 ori/zi, timp de 15 zile





# GAMA ISOTONICĂ

## 300 mOsm/Kg

### Salinitate 0,9%

- Apă de mare, soluție sterilă izotonică , bogată în oligoelemente și minerale
- Îmbunătățește clearance-ul mucociliar
- Curață, hidratează mucoasa nazală și previne uscarea acesteia
- Previne complicațiile infecțiilor tractului respirator superior

### INDICAȚII:

- Tratament adjuvant în numeroase patologii rino-sinuzale (rinite alergice, rinosinuzite, postoperatoriu)
- Indicată pentru igiena zilnică

### Frecvența de utilizare:

de mai multe ori pe zi - timp de 15 zile

## TONIMER lab: BABY SPRAY

- Pentru nou-născuți și copii până la vârsta de 3 ani
- Prevăzut cu vârf atraumatic



## TONIMER lab: SOFT SPRAY

- Pentru copii cu vârsta > 3 ani și persoane cu mucoasa nazală sensibilă

## TONIMER lab: ISOTONIC MONODOZE

Poate fi utilizat pentru:

- Îndepărtarea și fluidificarea mucusului din fosele nazale
- Igiena și curățarea secrețiilor oculare
- Aerosoli

- Pentru nou-născuți, copii și adulți



# GAMA HIPERTONICĂ

## 600 mOsm/Kg

### Salinitate 2%

- Apă de mare, soluție hipertonică sterilă
- Proprietățile hipertonică ale soluției permit eliminarea apei din mucoasa nazală, favorizând decongestia
- Asigură un somn liniștit

### INDICAȚII:

- Decongestia căilor nazale
- Fluidificarea mucusului în caz de răceli, rinite alergice, sinuzite și rinosinuzite

Frecvența de utilizare: la fiecare 3-4 ore, de 2-3 ori/zi - timp de 15 zile

## TONIMER lab: HIPERTONIC BABY SPRAY

- Pentru nou-născuți și copii până la vârsta de 3 ani
- Prevăzut cu vârf atraumatic



## TONIMER lab: HIPERTONIC SPRAY

- Pentru copii cu vârsta > 3 ani și adulți

## TONIMER lab: HIPERTONIC MONODOZE

Poate fi utilizat pentru:

- Îndepărtarea și fluidificarea mucusului din fosele nazale
- Decongestia mucoasei nazale
- Aerosoli

- Pentru nou-născuți, copii și adulți



# PANTHEXYL

## 800 mOsm/Kg

TONIMER lab:

## PANTHEXYL BABY SPRAY

### Salinitate 1,3%

- Apă de mare, soluție hipertonică sterilă, îmbogățită cu Xilitol 5% și Pantenol 0,5%
- Acțiune antimicrobiană și decongestionantă
- Hidratează și favorizează reepitelizarea mucoasei nazale
- Spray nebulizant (cu efect de microdifuziune)
- Prevăzut cu vârf atraumatic

### INDICAȚII:

- Răceli cu suprainfecție microbiană, secreții nazale cu mucus dens
- Prevenirea otitei medii acute

- Nou-născuți și copii cu vârsta < 14 ani:  
0-3 luni: 1-2 aplicări/zi, 15 zile



## TONIMER lab: PANTHEXYL SPRAY

### Salinitate 0,3%

- Apă de mare, soluție hipertonică sterilă , îmbogățită cu Xilitol 5% și Pantenol 5%
- Acțiune antimicrobiană și decongestionantă
- Hidratează și favorizează reepitelizarea mucoasei nazale
- Spray nebulizant (cu efect de microdifuziune)

### INDICAȚII:

- Răceli cu suprainfecție microbiană, secreții nazale cu mucus dens
- Prevenirea otitei medii acute
- Postoperatoriu (polipectomie nazală, adenoidectomie, diatermocoagularea cornetelor nazale inferioare)

- Copii > 14 ani și adulți:  
3-4 aplicări/zi, 15 zile

