

Specificații tehnice

Funcții standard	Mod de îngrijire de tip cangur Mod cu servomotor Mod de control manual Reglare verticală a înălțimii	Afișaj LCD color Cronometru APGAR Sertar de depozitare Lumină de observare reglabilă (LED)	Platformă cu saltea Înclinare saltea (±12°) Șină pentru accesorii Roți blocabile
Alarmer auditive și vizuale	Temperatură joasă a pielii Temperatură ridicată a pielii Verificare copil Pană de curent	Defecțiune sistem Sondă de temperatură piele deconectată Defecțiune sondă de temperatură piele	
Dimensiuni	Corp principal: 85 (L) x 117 (A) x 180-200 (Î) cm (de la saltea la podea: 90-110 cm) Saltea: 47 (L) x 67 (A) x 2,5 (Î) cm		
Capacitatea de sarcină a patului	Greutate copil de până la 10 kg		
Greutate	105 kg (fără accesorii)		
Alimentare c.a.	230 V c.a., 50/60 Hz		
Putere sistem de încălzire	650 W la 230 V		
Iradiere	25 mW/cm²		
Interval de afișare a temperaturii pielii	18,0° până la 45,0°C: Rezoluție 0,1°C, Acuratețe ± 0,3°C		
Interval de setare a temperaturii pielii	33,0° până la 38,0°C (în trepte de câte 0,1°C)		
Indicarea puterii sistemului de încălzire	Afișaj numeric de la 0% până la 100%, rezoluție de 5%		
Cronometru APGAR	Bip sonor de 10 secunde la 1 minut, la 5 minute, la 10 minute și la 20 de minute		
Lumină de observare	Variabilă, cu intervalul intensității cuprins între 0 și 1000 lucși (max.)		
Șină pentru accesorii	Pentru accesorii montate pe stâlp, inclusiv stativ de perfuzii i.v. și raft de accesorii		
Condiții de funcționare	Temperatura ambientală: 18° până la 30°C Umiditatea relativă: 30% până la 75%	Viteza aerului ambiental: < 0,3 m/s Presiunea atmosferică: 70 până la 106 kPa	
Resuscitare (opțional)	Două debitmetre medicale pentru gaz Mixer de oxigen integrat Resuscitator cu piesă în T Manometru presiune căi respiratorii	Controlul presiunii inspiratorii de vârf (PIP) Controlul presiunii pozitive de la sfârșitul expirării (PEEP) Alarmă presiune alimentare cu gaz	
Greutatea recomandată a pacientului	Până la 10 kg		
Cerințe legate de alimentare cu gaz	Presiunea de intrare: 270 până la 517 kPa Debit minim: 70 l/min.		
PIP ajustabilă	PIP max.: 45 ± 5 cmH₂O @10 l/min. Depășire PIP: > 30 ± 4 cmH₂O		
Debitmetru	Interval debit: 0-15 l/min. Acuratețe debit: 0-5 l/min. ± 0,5 l/min, > 5-10 l/min. ± 1,5 l/min., > 10-15 l/min. ± 2,0 l/min.		
Mixer aer/O₂	Interval: 21-100% O₂, Acuratețe: ± 5% la scala completă		
Manometru presiune căi respiratorii	Interval: -10-80 cmH₂O, Acuratețe: ± 5% la scala completă		
Conexiune pacient	Circuit piesă în T: 15/22 mm DI/DE, conexiune cu brăduț auxiliară		

Cântar încorporat în pat (opțional)	Gamă de măsurare: 250-8000 g Acuratețe: 10 g Rezoluție: 10 g
-------------------------------------	--

La nivel global
International Biomedical
8206 Cross Park Drive, Austin, Texas SUA 78754
T. 512.873.0033 F. 512.873.9090
sales@int-bio.com

Europa
International Biomedical AG
Glütschbachstrasse 2, CH-3661 Uetendorf, Elveția
T. +41.33.345.66.00 F. +41.33.345.66.08
welcome@int-bio.ch

int-bio.com
International Biomedical își rezervă dreptul de a aduce modificări
specificațiilor și funcțiilor afișate aici sau să întrerupă fabricarea produsului
descriș, în orice moment și fără nicio înștiințare sau obligație. Contactați
reprezentantul pentru informații actualizate.

CE CERTIFICAT
0006 ISO 13485
IB 2018 AB009-11/2018

international
BIOMEDICAL

NuBORNe®

Sistem de încălzire nou-născut 500

Masă radiantă nou-născut



Warmology®: Știința încălzirii pentru miracolul vieții

Moduri de control: cangur, servomotor, manual
Baterie încorporată pentru asigurarea mobilității*
Cântar cu tendințe integrat*
Piesă în T resuscitare*

*Opțional

Funcții standard



Îngrijire de tip cangur

Funcție cu mod în așteptare (sau mod de îngrijire de tip cangur) care extinde limitele alarmei pentru a permite până la 1 oră de timp neîntrerupt de creare a legăturii dintre copil și părinte.



Sertar de depozitare

Sertar de depozitare complet demontabil și ușor de curățat. 25 (L) x 38 (l) x 18 (A) cm.



Afișaj color

Furnizează tendința datelor, cronometrul APGAR și funcția de cântar opțională pe un ecran complet color.



Reglarea verticală a înălțimii

Reglare silențioasă și lină a înălțimii, între 90 și 110 cm de la pat la podea.



Platformă saltea

Suprafață mare a saltelei, cu pereți laterali ușor de deschis pentru accesul rapid al medicului.



Șină pentru accesorii

Ideal pentru accesorii cu montare pe stâlp, precum stativul de perfuzii i.v. opțional (în imagine).



Lumină de observare reglabilă

Intensitate reglabilă în mod liber a luminii cu led, care acoperă complet patul (până la 1000 lucși).

Opțiuni



Resuscitare

Modul de resuscitare PufinLT care furnizează un mixer integrat aer/oxigen pentru a asigura două opțiuni de livrare: piesa în T și debitmetrul auxiliar. În conformitate cu liniile directe ILCOR privind resuscitarea.



Cântar integrat în pat

Cântarul integrat în pat și certificat NAWI asigură cântărirea rapidă și facilă a nou-născutului. Permite verificarea tendinței ultimelor 30 de cântăriri ale nou-născuților. Instrucțiunile de cântărire pas cu pas, ușor de urmărit, sunt afișate pe afișajul color.